

Questions?

PocketSim-Support@medxcelglobal.com



5451 Lakeview Parkway S Drive
Indianapolis, IN 46268, USA
www.medxcelglobal.com

Instruções de operação:

Design de botão único

- **Para ativar:** Pressione o botão uma vez e solte. (Desligamento automático após 15 minutos.)
- **Para desativar o desligamento automático com o dispositivo desligado:** Pressione e mantenha pressionado o botão por cerca de três segundos. Solte após as luzes vermelhas piscarem para baixo e, em seguida, para cima.
- **Para desligar o dispositivo:** Pressione e mantenha pressionado o botão por três segundos até as luzes se apagarem.

操作指南

单按钮设计

- **开启：**按下按钮一次然后松开（15分钟后自动关闭）
- **设备关闭时禁用自动关闭功能：**按住按钮约3秒钟，待红灯循环结束后松开。
- **关闭设备：**按住按钮3秒钟直到红灯关闭。

操作指南

單鍵設計

- **開啟：**按下按鈕後放開（15分鐘後自動關閉）
- **設備關機時停用自動關閉功能：**按住按鈕約3秒鐘，待紅燈循環結束且重新開始後鬆開。
- **關閉：**按住按鈕3秒鐘，直到紅燈熄滅。

Operating Instructions:

Single Button Design

- **To turn on:** Press button once and release. (Auto shutoff after 15 minutes.)
- **To disable auto shutoff with the device off:** Press and hold button for approximately three seconds and release when the red lights cycle down, then up.
- **To turn off:** Press and hold button for three seconds until the red lights turn off.

Instructions de fonctionnement:

Conception bouton simple

- **Pour activer:** appuyez sur le bouton une fois et relâchez (système d'arrêt automatique au bout de quinze minutes).
- **Pour désactiver l'arrêt automatique lorsque l'appareil est éteint:** appuyez et tenez le bouton pendant environ trois secondes, puis relâchez-le lorsque les voyants rouges effectuent un cycle du haut vers le bas.
- **Pour éteindre l'appareil:** appuyez et maintenez le bouton pendant trois secondes jusqu'à ce que les voyants rouges soient éteints.

Instrucciones de operación:

Diseño de un solo botón

- **Para encender:** pulse una vez el botón y suéltelo (se apagará automáticamente tras quince minutos).
- **Para anular el apagado automático con el dispositivo apagado:** mantenga pulsado el botón durante unos tres segundos y suéltelo cuando el ciclo de luces rojas de abajo aparezca luego arriba.
- **Para apagar el dispositivo:** mantenga pulsado el botón durante tres segundos hasta que vea que las luces rojas se apagan.

परिचालन निर्देश

एकल बटन डिजाइन

- **चालू करने के लिए:** बटन एक बार दबाएं और छोड़ें। (पंद्रह मिनट के बाद स्वतः बंद हो जाएगा।)
- **डिवाइस बंद होने पर स्वतः बंद को नष्टि कर देने के लिए:** बटन को लगभग तीन सेकंड तक दबाए रखें और लाल बत्ती के नीचे जाने और फरि ऊपर जाने पर छोड़ें।
- **बंद करने के लिए:** बटन को तीन सेकंड के लिए दबाए रखें जब तक लाल बत्ती बंद न हो जाए।

Entering Arrhythmia Mode: Double tap Mode button. The 30 | 10 LED will light solid. Every time Mode button pressed, will advance to next Arrhythmia. To exit Arrhythmia mode, double tap Mode button.

अतालता प्रणाली में प्रवेश करते हुए: Mode बटन को दो बार टैप करें। 30 | 10 एलईडी बत्ती दृढ़ता से जलेगी। हर बार Mode बटन को दबाने पर, अगली अतालता की ओर आगे बढ़ेंगे। अतालता प्रणाली से बाहर निकलने के लिए, Mode बटन को दो बार टैप करें।

Pour accéder au mode arythmie: Appuyez deux fois sur le bouton Mode. Le LED 30 | 10 sera allumé en continu. Chaque fois que l'on appuie sur le bouton Mode, le mode arythmie suivant s'affichera. Pour sortir du mode arythmie, appuyez deux fois sur le bouton Mode.

输入心律失常模式：双击模式按键。30 | 10 LED将亮起。每次按模式按键，将会进入下一次心律失常。要退出心律失常模式，双击模式按键。

Na entrada do Modo de Arritmia: Toque duas vezes no botão Modo. A 30 | 10 LED permanece acesa. Cada vez que o botão Modo for pressionado, progride-se para a próxima Arritmia. Para sair do modo de Arritmia, toque duas vezes no botão Modo.

Para entrar en el modo Arritmia, pulse el botón Mode dos veces. La luz fija de 30 | 10 se encenderá. Cada vez que pulse el botón Mode avanzará a la siguiente arritmia. Para salir del modo Arritmia, pulse el botón Mode dos veces.

